


## 5.1



### ENGLISH

1. Obstructions Form In The Chest Tube

### DEUTSCH

1. Verstopfungen bilden sich in der Thoraxdrainage

### ESPAÑOL

1. Se forman obstrucciones en la sonda torácica

### ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. Σχηματίζονται Αποφράξεις στον Θωρακικό Σωλήνα

### FRANÇAIS

1. Obstructions en formation dans le drain thoracique

### HRVATSKI

1. Začepljenja nastaju u torakalnom drenu

### ITALIANO

1. Formazione di ostruzioni nel catetere toracico

### NEDERLANDS

1. Obstructies vormen zich in de thoraxdrain

### PORTUGUÊS

1. Obstruções formam-se no dreno torácico

### ROMÂNĂ

1. În tubul toracic se formează obstrucții

### SLOVENSKO

1. Tvorba zamaškov v torakalnem drenu

### SVENSKA

1. Hinder bildas i thoraxdränet


### TÜRKÇE

1. Göğüs tüpünde obstrüksiyon oluşur

### فارسی

1. موانع و گرفتگی های ایجاد شده در چست تیوب

## 6.1



### ENGLISH

1. Chest Tube Free Of Obstructions
2. Proximal End
3. As de procedure is afgerond, brengt u de voers Shuttle terug naar het proximale uiteinde en "klik" u het in zijn positie
4. Shuttle Guide Fully Withdrawn
5. Drainage Material Flows To Drainage Canister

### DEUTSCH

1. Thoraxdrainage ohne Verstopfung
2. Proximales Ende
3. Externen Shuttle nach Gebrauch zum proximalen Ende zurückführen und dort einrasten
4. Shuttle-Führung vollständig zurückgezogen
5. Drainagematerial fließt zum Drainagebehälter

### ESPAÑOL

1. Sonda torácica sin obstrucciones
2. Extremo proximal
3. Cuando termine, deslice nuevamente la correa para el extremo proximal y engánchela en su lugar
4. Corredora de la guía totalmente
5. El material de drenaje fluye hacia el recipiente de drenaje

### ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. Θωρακικός Σωλήνας Ελεύθερος Αποφράξεων
2. Εγγύς Άκρο
3. Όταν Τελειώσετε, Επιστρέψτε Τον Οδηγό Μετακίνησης στο Εγγύς Άκρο και «Κουμπώστε» Τον στη Θέση του
4. Ο οδηγός μετακίνησης έχει αποσυρθεί πλήρως
5. Το υλικό παροχέτευσης ρέει στο δοχείο παροχέτευσης

### FRANÇAIS

1. Drain thoracique sans obstruction
2. Extrémité proximale
3. Une fois l'opération terminée, remettre le guide de navette sur l'extrémité proximale et l'accrocher dans cette position
4. Guide de navette entièrement retiré
5. Le liquide s'écoule dans l'unité de drainage

### HRVATSKI

1. Torakalni dren bez začepjenja
2. Proksimalni kraj
3. Po završetku povucite shuttle vodilica do proksimalnog kraja sve dok ne čujete "klik"
4. Shuttle vodilica potpuno je povučena
5. Drenirani materijal teče u drenažni spremnik

### ITALIANO

1. Catetere toracico libero da ostruzioni
2. Estremità prossimale
3. Al termine, riportare la navetta esterna all'estremità prossimale e agganciarla a scatto in posizione
4. Guida a navetta completamente ritratta
5. Il materiale di drenaggio scorre verso il serbatoio di drenaggio

### NEDERLANDS

1. Thoraxdrain vrij van obstructies
2. Proximale uiteinde
3. Als de procedure is afgerond, brengt u de voers Shuttle terug naar het proximale uiteinde en "klik" u het in zijn positie
4. Voers Shuttle volledig teruggetrokken
5. Drainagemateriaal stroomt naar de drainageflus

### PORTUGUÊS

1. Dreno torácico livre de obstruções
2. Extreimidade proximal
3. Quando concluído, retorne a sonda lançadeira para a extremidade proximal e encaixe-a na sua posição
4. Sonda lançadeira completamente retirada
5. O material de drenagem flui para o recipiente de drenagem

### ROMÂNĂ

1. Tub toracic fără obstrucțiuni
2. Capăt proximal
3. Atunci când ați terminat, reveniți cu ghidajul cu teacă spre capătul proximal și fixați-l prin clic pe poziție
4. Ghidaj cu teacă retras complet
5. Materialul de drenaj curge către recipientul de drenaj

### SLOVENSKO

1. Prosto prehodni torakalni dren
2. Proksimalni konec
3. Po koncu uporabe pomikno vodilo pomaknite na proksimalni konec in ga pritislite da »zasiklo« na mestu
4. Pomikno vodilo je umaknjeno povsem nazaj
5. Drenažni material se steka v drenažni zbiralnik

### SVENSKA

1. Thoraxdränet fritt från hinder
2. Proximal ände
3. När du är klar, återför skytteln till den proximala änden och "klicka" fast den i läge
4. Skytteln tillbaka dragaren
5. Dränagematerial rinner till dränagebehälaren

### TÜRKÇE

1. Göğüs tüpünde obstrüksiyon olmamalıdır
2. Proksimal uç
3. Tamamlandığında shuttle kılavuzu proksimal uca getirip "tiklama sesi duyana" kadar yerleştirin
4. Shuttle kılavuzu tamamen geri çekilir
5. Drenajı yapılan materyal drenaj kutusuna akar

### فارسی

1. چست تیوب عاری از گرفتگی
2. سر ابتدائی
3. بعد از اتمام کار، هدایت کننده شاتل ر ا به سر ابتدائی برگردانده و در جای خود "کلیک" کنید
4. هدایت کننده شاتل کاملاً عقب کشیده شده
5. مواد درنالز به مخزن درنالز جریان می یابد



Do not reuse; Nicht wiederverwenden; No reutilizar; Μην επαναχρησιμοποιείτε; Ne pas réutiliser; Nemotte ponovo uporabljavati; Non riutilizzare; Niet opnieuw gebruiken; Não reutilizar; A nu se reutiliza ; Ni za ponovno uporabo; Får ej återanvändas; Tekrar kullanimmalidir; توداره استعمالد نکنید



Use by; Zu verwenden bis; Fecha de caducidad; Ημερομηνία λήξης; Utiliser avant le; Upotrijebiti do; Utilizzare entro il; Houdbaar tot; Prazo de validade; A se utiliza până la; Uporabno do; Används före; Son kullanim tarihi; تاريخ مصرف



Batch code; Chargencode; Código de lote; Κωδικός παρτίδας; Code de lot; Šifra serije; Codice lotto; Code van de partij; Código do lote; Cod de lot ; Številka serije; Batchkod; Parti Kodu; ى مرقى سامت

Sterilization using ethylene oxide

Sterilisation mit Ethylenoxid

Esterilizado utilizando óxido de etileno

Αποστείρωση με χρήση οξειδίου του αιθυλενίου

Méthode de stérilisation utilisant de l'oxyde d'éthylène

Sterilizacija etilen oksidom

Sterilizzazione con ossido di etilene

Gesteriliseerd met behulp van ethyleenoxid

Esterilização com óxido de etileno

Sterilizat cu oxid de etilenă

Sterilizirano z etilenoksidom

Steriliserad med etylenoxid

Etilen oksit kullanılarak sterilize edilmiştir

استریل شده بوسیله اکسید اتیلن



Do not resterilize; Nicht erneut sterilisieren; No reesterilizar; Μην επανααστεριώνετε; Ne pas restériliser; Nemotte ponovo sterilizirati; Non risterilizzare; Niet opnieuw steriliseren; Não voltar a esterilizar; A nu se resteriliza; Ne sterilizajite ponovno; Får ej resteriliseras; Tekrar sterilize edilmemelidir; توداره استریل نکنید

Manufacturer; Hersteller; Fabricante; Κατασκευαστής; Fabricant; Proizvođač; Produttore; Fabrikant; Fabricante; Producător; Izdelovalec; Tilverkare; Üretici; تولید کننده



Consult Instructions for Use; Gebrauchsanweisung heranziehen; Consulté les instructions de uso; Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης; Consulter la notice d'utilisation; Proučite upute za uporabu; Consultare le istruzioni per l'uso; Raadpleeg de gebruiksaanwijzing; Consultar as instruções de utilização; Consultați instrucțiunile de utilizare; Preberite navodila za uporabo; Se bruksanvisningen; Kullanim Talimatlarına bakınız; به دستورالعمل های استفاده رجوع کنید



Catalog number; Katalognummer; Número de catálogo; Αριθμός καταλόγου; Référence du catalogue; Broj kataloga; Numero di catalogo; Catalogusnummer; Número de catálogo; Număr de catalog; Kataloška številka; Katalognummer; Katalog numarasi; شماره کاتالوگ



MR unsafe; Nicht MR-sicher; No utilizar en resonancia magnética; Μη ασφαές για μαγνητική τομογραφία; Incompatible avec la résonance magnétique; Nije sigurno za MR snimanje; Non adatto per Risonanza Magnetica; MR-onveilig; Não seguro para uso em Ressonância Magnética; Nesigur FM; Ni varno za uporabo pri magnetni resonanci; Ej MR kompatibel; MR için güvenli değildir; MR غير متوافق



Contents; Inhalt; Contenido; Περιεχόμενα; Contenu; Sadržaj; Sommario; Inhoud; Conteúdo; Continut; Vsebina; Innehåll; İçindekiler; محتويات

Do not use if package is damaged

Bei beschädigtem Paket nicht verwenden

No utilizar si el envase está dañado

Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Nemotte koristiti ako je pakiranje oštećeno

Non utilizzare se la confezione appare danneggiata

Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is

Não usar se a embalagem estiver danificada

A nu se utilizează dacă ambalajul este deteriorat

Ne uporabljajte, če je ovojnjina poškodovana

Får ej användas om förpackningen är skadad

Ambalaj hasarıyla tekrar kullanimmalidir.

اگر بسته بندی آسیب دیده است استفاده نکنید

CAUTION

Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

WARNING

Die Gesetze der USA gestatten den Verkauf dieses Geräts nur an Ärzte oder deren Auftraggeber.

PRECAUCIÓN

Las leyes federales de Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Ομοσπονδιακή Νομοθεσία (των Η.Π.Α.) επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο σε ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού

ATTENTION

La loi fédérale (États-Unis) restreint la vente de ce dispositif aux médecins ou sur leur prescription.

OPREZ

Prema saveznom zakonu (SAD-a), ovaj naprava može se kupiti samo od liječnika ili na njegovu preporuku.

ATTENZIONE

la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo prodotto al solo personale medico o sotto la loro richiesta.

LET OP

Op grond van de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit product uitsluitend door of op voorschift van een arts worden verkocht

ATENÇÃO

As Leis Federais dos EUA restringem a venda deste dispositivo pelo médico ou mediante receita médica.

ATENŢIE

Legea federală (S.U.A.) restricionează vânzarea acestui aparat de către sau la comanda unui medic

POZOR

Ameriška zvezna zakonodaja omejuje prodajo te naprave na zdravnika ali po njegovem naročilu

VAR FÖRSIKTIG!

Enligt federal (USA) lag får denna anordning endast säljas av eller på ordination av läkare.

UYARI

ABD Federal yasaları bu cihazın bir hekim tarafından veya bir hekimin isteği üzerine satılmasını kısıtlar.

احتیاط

فروش با سفارش این محصول بر طبق قوانین فدرال (ایالات متحده امریکا) صرفاً توسط پزشکان مجاز می باشد

The Instructions for Use do not override clinical practice by qualified individuals.

Die Gebrauchsanweisung setzt die klinische Praxis durch qualifiziertes Personal nicht außer Kraft.

Las instrucciones de uso no se anteponen a la práctica clínica por profesionales cualificados.

Οι οδηγίες χρήσης δεν υπερισχύουν της κλινικής πρακτικής από καταρτισμένα άτομα.

La notice d'utilisation ne l'emporte pas sur les pratiques cliniques par des personnes qualifiées.

Upute za uporabu ne prevladavaju nad kliničkom praksom kvalificiranih osoba.

Le istruzioni per l'uso non hanno la precedenza sulla pratica clinica del personale qualificato.

De Gebruiksaanwijzing heeft geen voorrang boven de klinische praktijk door gekwalificeerde zorgverleners.

As instruções de utilização não substituem a prática clínica por profissionais qualificados.

Instrucțiunile de utilizare nu anulează practica clinică a persoanelor calificate.

Navodila za uporabo nimajo prednosti pred kliničnimi izkušnjami usposobljenih posameznikov.

Bruksanvisningen är inte avsedd att åsidosätta klinisk praxis som utövas av kvalificerad personal.

Kullanim Talimatları, yetkili kişilerin klinik uygulamaları yerine geçmez.

دستور العمل های استفاده جایگزین شیوه های حرفه ای کلینیکی مورد استفاده افراد واجد شرایط نمی باشند.



The PleuraFlow® System with FlowGlide™ For Single Use Only. Made in the U.S.A.

## ENGLISH

The PleuraFlow® System with FlowGlide™ For Single Use Only. Made in the U.S.A.

## DEUTSCH

Das PleuraFlow® System Nur für den Einmalgebrauch Hergestellt in den U.S.A.

## ESPAÑOL

Sistema PleuraFlow® Para un solo uso Fabricado en EE. UU.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σύστημα PleuraFlow® Για μία μόνο χρήση Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α.

## FRANÇAIS

Le système PleuraFlow® A usage unique seulement Fabriqué aux Etats-Unis

## HRVATSKI

Sustav PleuraFlow® Isključivo za jednokratnu uporabu Proizvedeno u SAD-u

## ITALIANO

Il Sistema PleuraFlow® Sistema monouso Fabbriato negli Stati Uniti

## NEDERLANDS

Het PleuraFlow® -systeem Uitsluitend voor eenmalig gebruik Geproduceerd in de Verenigde Staten

## PORTUGUÊS

Sistema PleuraFlow® Apenas para utilização única. Fabricado nos E.U.A.

## ROMÂNĂ

Sistemul PleuraFlow® Exclusiv de unică folosință Fabricat în S.U.A.

## SLOVENSKO

Sistem PleuraFlow® Samo za enkratno uporabo Izdelano v ZDA

## SVENSKA

PleuraFlow® -systemet Endast för engångsbruk Tillverkad i USA.

## TÜRKÇE

FlowGlide™ özelliği olan PleuraFlow® Sistemi. Tek Kullanımlıktır. ABD'de üretilmiştir.

## فارسی

سیستم® PleuraFlow فقط برای یک بار استفاده. تولید شده در ایالات متحده آمریکا.



**Manufactured for:**  
ClearFlow, Inc.  
140 Technology Drive, Suite 100, Irvine, CA 92618,  
USA US Toll Free: (844) CLR-FLOW (257-3569)  
Outside USA: +1(714) 916-5010  
Support@clearflow.com  
www.clearflow.com



**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



















- اگر نیاز به یکپاسزی بیشتر لوله بود، می تواند با بهره گیری از روش های استاندارد یک وسیله رف استاندارد جدید به لوله قفسه سینه PleuraFlow® موجود وصل کنید.
- در صورت نیاز، می توان وسیله رف استاندارد را برداشت و لوله قفسه سینه PleuraFlow® را به شیوه استاندارد به لوله های درنژ وصل کرد.
- هرگز بدون بررسی نفق ثلث نباید سیم و حلقه رف استاندارد را برخلاف مقاومت حرکت دهید.
- اگر دلیل قابل تشخیص نیست، سیم و حلقه رف استاندارد را از لوله قفسه سینه PleuraFlow® خارج ساخته و آنرا در لوله هدایت کافی بگذارید.
- حرکت برخلاف مقاومت می تواند باعث آسیب دیدن لوله قفسه سینه PleuraFlow® گردد و باعث بیرون آمدن سیم و حلقه رف استاندارد از لوله قفسه سینه خواهد شد.
- اگر آزمایش‌های داخلی و خارجی از هم جدا اند، هدایت کننده شاتل را روی آخرین‌های داخلی جلو و عقب برید تا بهم وصل شوند. اجزای نگهدارنده تعبیه شده در آن آزمایش‌های داخلی از خارج شدن آزمایش‌های داخلی و سیم از لوله هدایت کننده جلوگیری کرده و به اتصال دوباره آزمایش‌ها کمک می کنند. اگر بعد از چند ثان نشان آزمایش‌ها بهم متصل نشدند، می توان وسیله رف انسداد PleuraFlow® را از لوله قفسه سینه PleuraFlow® جدا کرد. سپس می توان لوله قفسه سینه را بطور معمول به لوله و مخزن درنژ وصل کرد.
- اگر جدا شدن زمانی اتفاق افتاد که سیم و حلقه رف انسداد در نزدیکی موقعیت ثابت قرار گرفته است، در صورت وجود شرایط زیر به استفاده از وسیله ادامه دهید:
- امکان قفل کردن آزمایش شاتل به محافظ نوک ابتدایی برای ثابت کردن سیم و حلقه رف انسداد در سر ابتدای لوله قفسه نیست، و ا هیچ موقعیتی در برابر جابجایی سیم در داخل لوله قفسه سینه از سر انتهایی تا نقطه جدا شدن احساس نمی شود.

- برداشتن سیستم PleuraFlow™ یا FlowGlide™ (لوله قفسه سینه و وسیله رف انسداد)**

- سیم رف انسداد را به داخل لوله هدایت کننده جمع کنید.
- پایسمان، نخیه و آیا نوارهای کنیه را بردارید.
- لوله قفسه سینه را از PleuraFlow® از نزدیک موضع کارگذاری گرفته و با یک حرکت آهسته و پیوسته، لوله قفسه سیه را از پرش خارج کنید.

- بعد از برداشتن، پایسمان انسدادی بگذارید.
- احتیاط: موقع برداشتن لوله قفسه سینه از بدن بیمار باید خیلی نکت کرد تا از آسیب دیدن لوله قفسه سینه جلوگیری بعمل آید. بیرون کشیدن بر عیله مقاومت می تواند باعث آسیب دیدن لوله قفسه سینه و مجروح شدن بیمار گردد.

**موارد استفاده:**

- لوله قفسه سینه PleuraFlow™ باید مطابق با پروتکل های استاندارد موسسه نگهداری شود. اقدامات نگهداری توصیه شده برای لوله قفسه سینه PleuraFlow™ بشرح زیر می باشد:
- تعویض پایسمان: در اولین 24 ساعت پایسمان را از لحاظ چند خون، مایعات و با رطوبت زیر پایسمان بررسی کنید.
- تمیز کردن موضع خروج: مطابق با پروتکل های موسسه انجام دهید.

**سازگاری**

- سیستم PleuraFlow™ یا PleuraFlow™ فقط با لوله های قفسه سینه PleuraFlow®سازگار می باشد. سازگاری با سایر لوله های درنژ مشخص نیست.
- سیستم FlowGlide™ یا PleuraFlow™ با تمام سیستم های مخزن درنژ سازگاری دارد.
- برای آگاهی از ابعاد وسیله به جدول محصول رجوع کنید.

**مدت استفاده**

حداکثر مدت استفاده از لوله قفسه سینه PleuraFlow® ده هفته می باشد.

حداکثر برای وسیله رف انسداد 6 روز است.

اگر هنوز به لوله قفسه سینه PleuraFlow™ نیاز است اما به وسیله رف انسداد نیاز نیست، می توانید وسیله رف انسداد را برداشته و دور بیندازید و لوله قفسه سینه را در جای خود باقی بگذارید. همیشه قفل از برداشتن وسیله رف انسداد باید سیم و حلقه رف انسداد را به داخل لوله هدایت کننده جمع کنید. سپس می توان لوله قفسه سینه را بطور معمول به لوله و مخزن درنژ وصل کرد.

**مشارها**

دوباره استفاده نکنید. بعد از یک بار استفاده دور بیندازید.
**احتیاط:** خصوصیات سیم و وسیله رف انسداد نیاز نیست، اما به استفاده بایدبینی شده اند. هرگونه تلاش برای برداشتن مجدد این وسیله برای استفاده های متعاقب می تواند ششها را پاره و مایعات وسیله اثر سوء برجا گذاشته و یا منجر به افت کیفیت عملکرد گردد.

ناباید روی لوله های قفسه سینه PleuraFlow® گروه زد، بجز در مواردی که مخزن درنژ را عوض می کنید یا وسیله رف انسداد را بر می دارید. پیش از گروه زدن باید سیم و حلقه رف انسداد را بیرون بیاورید.

- در حالتی که سیم و حلقه رف انسداد در لوله قفسه سینه جلو برده شده است روی لوله قفسه سینه PleuraFlow® گروه زده چون این کار باعث آسیب می شود.

حفاظت از لوله قفسه سینه PleuraFlow® ارائه شده استفاده کنید.

لوله قفسه سینه PleuraFlow® را فقط از محلی که با علامت "CUT" (پرش) در سر انتهایی مشخص شده است ببرید. اگر کوتاه تر ببرید، ممکن است سیم و حلقه رف انسداد از نوک لوله قفسه سینه جلوتر بیدد. (شکل 2).
**یونانی (سر دارای منافذسوراخ های درنژ) لوله قفسه سینه PleuraFlow™ را بردید.**

هرگز بدون بررسی دقیق ثلث نباید سیم و حلقه رف انسداد را خلاف مقاومت حرکت دهید. اگر دلیل قابل تشخیص نیست، سیم و حلقه رف انسداد را به داخل لوله هدایت کننده جمع کرده و یا لوله قفسه سینه را در محل مایعات جمع کرده و در جهت مخالف مقاومت می کنید. حرکت برخلاف مقاومت می تواند باعث آسیب دیدن لوله قفسه سینه PleuraFlow® گردد و باعث بیرون آمدن سیم و حلقه رف انسداد از لوله قفسه سینه PleuraFlow® خواهد شد.

محصول استفاده شده را مطابق با شیوه های پذیرفته شده پزشکی و مقررات جازی محلی، ایالتی و فدرال دور بیندازید. محصول استفاده شده دارای اختتام احتمالی زیمیستی است.

- هدایت کننده شاتل را در فاصله 6 اینچی یک ضریبان سازه کارگذاری شده، مانند پیش میکرها یا با فیبروپلاستورهای قابل کارگذاری قرار ندهید.
- اگر وسیله رف انسداد PleuraFlow™ نزدیک به یک MRI است باید آنرا دور کنید.

**نکات احتیاطی**

پیش از اینکه از این وسیله استفاده کنید، دستورالعمل ها را مطالعه کرده و آنها را رعایت کنید.

به کارگذاری یا برداشتن این وسیله باید صرفاً توسط کارشناسان واجد شرایط موقت های بهداشتی و درمانی انجام شود.

هنگام کارگذاری یا برداشتن سیستم PleuraFlow® باید از شیوه های آسیتیک یا ضد عفونی کننده استفاده کنید.

وسیه باید تا پیش از تاریخقضای آن مورد استفاده قرار گیرد.

**عوارض**

کارگذاری لوله قفسه سینه PleuraFlow™ و استفاده از وسیله رف انسداد می تواند منجر به هریک از عوارض زیر گردد:

- پنوموتوراکس
- تامپوناد پریکارد
- عونت
- فرازیگری در معرض مایعات بدن
- آنیسم
- شدت
- کم فشاری خون متعاقب درنژ
- تحریک یا عفونت پوست
- پارگی محلث یا کید

**نحوه عرضه**

سیستم PleuraFlow® بطور استریل عرضه گردیده و تا زمانی که بسته بندی بتر نشده و آسیب ندیدهباید، استریل باقی خواهد ماند. دوباره استریل نکنید.

**نحوتهنگداری**

با دقت و مراقبت تمام با این محصول کار کنید. سیستم باید در مکانی با تهویه مناسب و شرایط مطلوب نگهداری شود تا از آن در برابر شرایط خارج نما و رطوبت و پروتوهای مولرانینفص محافظت گردد.

**احتیاط**

فروش یا سفارش این محصول در طبق قوانین فدرال (ایالات متحده آمریکا) صرفاً توسط پزشکان مجاز می باشد. دستورالعمل‌های استفاده جایگزین شیوه های حرفه ای کلینیکی مورد استفاده افراد واجد شرایط نمی باشد.

توجه: فقط اپراتورن کاربیران در کشورهای اروپایی جدول 1. رابطه بین بیماران رده کودکان و محدوده اندازه لوله های قفسه سینه قابل استفاده

<p><i>درجداره: طول در حد سیم</i></p>		
<b>6 ماه</b>	20FR	
<b>1 - 2 سال</b>	20FR, 24FR	
<b>2 - 7 سال</b>	20FR, 24FR, 28FR	
<b>8 - 18 سال</b>	20FR, 24FR, 28FR, 32FR	

\* طول موثر درنژ (EDL) طول لوله قفسه سینه با سوراخ می باشد.موثر جراب 10.2 سانتیمتر. با6 سوراخ است.

PL-017 Rev.D

Page 9 of 9

## راهنمای کاربرد

## فارسی

**شرح:**

سیستم با PleuraFlow® 4 FlowGlide™ از یک وسیله رف انسداد برای جلوگیری از گرفتگی و انسداد چست تولید یا لوله های قفسه سینه مورد استفاده برای درنژ پلورال و مینوستیپال بعد از جراحی قلب و قفسه سینه و یا بعد از تروما بکار برده می شود.

مؤلفه های اصلی سیستم عبارتند از لوله قفسه سینه PleuraFlow®, وسیله رف انسداد PleuraFlow®, (شکل 1) لوله قفسه سینه PleuraFlow™، یک لوله میلسیونکی سیم پوشش داده شده با FlowGlide™ است. این لوله به یک وسیله رف انسداد وصل می شود، که به لوله های مخزن درنژ متصل است. (شکل 3) وسیله رف انسداد PleuraFlow® از یک لوله هدایت کننده با سیم و حلقه رف انسداد تشکیل شده که با استفاده از یک هدایت کننده شاتل مخاطبسی به داخل لوله قفسه سینه PleuraFlow® جلو برده می شود. در موارد قابل کاربرد، سیم و حلقه رف انسداد بخوان یک اقدام احتیاطی برای جلوگیری یا از بین بردن و رف انسداد هرگونه گرفتگی یا انسداد در لوله و باز نگه داشتن لوله، در داخل لوله قفسه سینه PleuraFlow® جلو و عقب برده می شود. اجزاء و مؤلفه های سیستم با PleuraFlow™ از FlowGlide™ از لاستیک لاتکس طبیعی ساخته شده اند.

وسیه از محل پوست مجاور شکف باز جراحی به داخل برده می شود. سر ابتدایی در ناحیه پش از ترمیم شکاف در محل موضع قرار آرداده می شود. سر انتهایی وسیله به یک مئغ محکم مناسب وصل می شود تا امکان جریان یافتن مایعات خونئی، خون آیه، کیلوسه، چرکی ویآ سایر مایعات مشکل ساز بر ترمیم زخم جراحی را از موضع عمل به بیرون فراهم آورد. وسیله برای استفاده در عمل های جراحی قلب و قفسه سینه در نظر گرفته شده است.

**موارد استفاده:**

سیستم PleuraFlow™ یا FlowGlide™ برای استفاده در طول عمل های جراحی قلب و قفسه سینه و ترومای قفسه سینه در نظر گرفته شده است.
فناوریی در استفاده فعل آن می تواند هدایت های شکل گرفته در داخل لوله قفسه سینه را از بین ببرد تا از انسداد لوله قفسه سینه با لخته جلوگیری بعمل آمده یا به حداقل ممکن کاهش داده شود. یک لوله یاز قفسه سینه می تواند خون و مایعات را بعد از بستن زخم جراحی از موضع عمل خارج ساخته و از میزان خون حیوانی بکاهد.

در ایالات متحده این محصول برای بزرگسالان و کودکان بیمار از جمله نوزادان، نوجوانان باغغ و غیربالغ در محیطهای کلینیکی تجویز شده است.

در تشخیصه اروپا این محصول برای بزرگسالان و کودکان بیمار از جمله نوزادان 6 ماهه تا افراد 18 ساله در محیطهای کلینیکی تجویز شده است. (رای کتب اطلاعات بیشتر به جدول 1 مراجعه نمایید).

**موارد منع استفاده:**

سیستم PleuraFlow™ یا FlowGlide™ برای بیماری که سببقه عدم تحمل مواد میلسیونکی کار گذاشتی دارند قابل استفاده نیست.

ناباید از این وسیله در مجاورت یک MRI استفاده نمود.

**دستورالعمل‌های آماده سازی**

**پیش از قرار دادن:**

- پیش از باز کردن بسته بندی، آنرا برای یافتن هرگونه نشانه آسیب دیدگی بررسی کنید.

**برای باز کردن بسته بندی:**

کیسه را باز کرده و با استفاده از شیوه های آسیتیک یا ضد عفونی شده، محتویات آنرا به محل استریل منتقل کنید.

با دقت کامل بررسی کنید و مطمئن شوید که هیچگونه پیچ و تاب خوردگی یا آسیب خود ناشته باشد. اگر متوجه آسیب شنید، از یک وسیله جدید دیگر استفاده کنید.

**کارگذاری سیستم PleuraFlow™ یا FlowGlide™**

لوله قفسه سینه را طبق روش های استاندارد در فضای پلورال یا مینوستیپال کار بگذارید.

در صورت کارگیری روش استروموتومی موقی، توصیه می شود حداقل یک سیستم FlowGlide™ یا PleuraFlow™ در فضای مینوستیپال قدامی کار گذاشته شود چون بخش عمده خون ریزی های پس از عمل در این موضع رخ می دند.

هشدار: لوله قفسه سینه نباید با سیستم گردش خون مرکزی مستقیم پیدا کند.

مراقبت های لازم باید بعمل آید تا مطمئن گردید لوله قفسه سینه PleuraFlow™ حثی منصور صاف و مستقیم باقی می ماند تا مقاومت سیم و حلقه رف انسداد در داخل لوله قفسه سینه به حداقل ممکن کاهش داده شود. در بعضی موارد، پیچ و خم های زیاده از حد می تواند باعث فدا شدن مکانیسم وهامسازی مخاطبسی ایمنی گردد.

لوله قفسه سینه PleuraFlow™ را طبق روش های استاندارد در جای خود تثبیت کنید.

هنگام تثبیت لوله قفسه سینه PleuraFlow™ در جایی آن تخت کنید که منقبض نشود چون این امر می تواند حرکت سیم و حلقه رف انسداد را محدود سازد.

بعد از کارگذاری و هنگام پرش لوله قفسه سینه PleuraFlow®, باید لوله قفسه سینه را دقیقاً از محلی که با برچسب "CUT" (پرش) مشخص شده است ببرید. (شکل 2)

**هشدار:** لوله قفسه سینه PleuraFlow® را نباید کوتاه تر از آنچه که با برچسب "CUT" (پرش) در نزدیکی سر انتهایی مشخص شده است ببرید. هرگز سر ابتدایی (سر دارای منافذسوراخ های درنژ) لوله قفسه سینه PleuraFlow® را نبرید. اگر این نکته رعایت نشود، ممکن است سیم و حلقه رف انسداد از نوک لوله قفسه سینه جلوتر برود و احتمال آسیب دیدن ساختارهای داخلی وجود خواهد داشت.

**وسیه رف انسداد را ملین لوله قفسه سینه PleuraFlow™ و لوله درنژ متصل کنید (شکل 3)**

لوله قفسه سینه را به نوک قفسه سینه وصل کرده و لوله را تا انتها به سمت نوک جلو ببرید.

بعد از اینکه وسیله رف انسداد PleuraFlow™ به لوله قفسه سینه PleuraFlow™ وصل شد، هدایت کننده شاتل بیرونی را به سمت نوک ابتدایی و لوله قفسه سینه جلو ببرید. این کار باعث می شود که سیم و حلقه رف انسداد در سر ابتدایی لوله قفسه سینه جلو برده شود. (شکل 4)

هدایت کننده شاتل را در محافظه نوک ابتدایی کلپیک کنید تا سیم و حلقه رف انسداد را در سر ابتدایی لوله قفسه سینه مستقر سازید.

تثبیت نوک درنژ وسیله رف انسداد را به لوله های درنژ که به مخزن درنژ متهمی می شود، وصل کنید. لوله را تا آخر به سمت نوک جلو ببرید.

تمام اتصال ها را طبق پروتکل بیمارستان محکم کنید.

مخزن درنژ را به مئغ محکم متصل سازید.
**حداکثر خلأ: 40 cmH<sub>2</sub>O**

اگر استفاده از اتصال Y توجه پزشکی داشته باشد، اطمینان حاصل کنید که نقطه اتصال Y در ناحیه بعد از وسیله رف انسداد قرار داده شود. برای جبران اختلاف طول ها می توانید از لوله های درنژ اضافی استفاده کنید.

**دستورالعمل‌های بعد از کارگذاری**

موقعیت نوک لوله قفسه سینه PleuraFlow® را طبق پروتکل موسسه خود تثبید کنید. اگرچه در مواد بکار رفته در ساخت لوله قفسه سینه PleuraFlow™ از یک نوک پرتوکنکتر استفاده شده است تا در تصویربرداری های موقعیت نامئی رادیوگرافی لوله قفسه سینه PleuraFlow™ کمک کند، اما برای تسهیل تصویزبرداری موقعیت نامئی رادیوگرافی باید سیم و حلقه رف انسداد را در جای خود باقی گذاشت.

**استفاده از وسیله رف انسداد**

کار با وسیله باید ممتدحماً توسط کارورزان واجد شرایط مراقبت های بهداشتی و درمانی انجام شود.

هرگه لازم بود که لوله قفسه سینه PleuraFlow™ پاکسازی گردد، هدایت کننده شاتل باید از رابط انتهایی جدا گردیده و از وسیله رف انسداد عبور داده شده و از نیمدر دور گردیده و به سمت سمت لوله های مخزن درنژ برده شود. (شکل 5)

در صورت مشاهده خروجی غلیظ، مانند کته های خون باید وسیله رف انسداد را با فاصله های زمانی نزدیک تر عمل کرد تا از باز بودن لوله قفسه سینه اطمینان حاصل کرد.

- توصیه می شود در 8 ساعت اول بعد از کارگذاری که احتمال خون ریزی بیشتر است، وسیله را هر 15 دقیقه یکبار عمل کند تا لوله قفسه سینه PleuraFlow™ پاکسازی گردد، سپس در 16 ساعت هر 30 دقیقه یکبار و سپس هر ساعت یکبار این کار را انجام دهید.
- در صورت لزوم می بایست وسیله را به ندرجات بیشتر از این اعداد معیار پایه عمل ساخت.
- این کار باید هرچند بار که لازم بود تکرار شود تا مطمئن شوید لوله باز و عاری از هرگونه گرفتگی باقی می ماند.
- هر بار که وسیله رف انسداد را برای پاکسازی لوله قفسه سینه PleuraFlow™ عمل می کنید؛ باید وسیله رف انسداد را برای یافتن هرگونه لخته یا مواد ابتلاشه در سیم و حلقه رف انسداد بژید نمایید.
- در صورت شکل گیری لخته های مسدودکننده در سیم و حلقه رف انسداد، باید اقدامات لازم برای بیرون راندن لخته با مواد رسته ای چسبیده به سیم بعمل آید.
- اگر ن توان آنها را از سیم زدود و معتم درنژ شوند؛ باید با بردن هدایت کننده شاتل به قسمت انتهایی وسیله رف انسداد و باقی گذاشتن آن در بیرون از لوله قفسه سینه، سیم و حلقه رف انسداد را بیرون از بیرون از لوله قفسه سینه PleuraFlow®, در وسیله رف انسداد قرار دهید.

روش های متعرق پاکسازی لوله قفسه سینه را می توان در هر زمان بکار برد، بشرطی که سیم و حلقه رف انسداد کاملاً از لوله قفسه سینه PleuraFlow® خارج شده باشد.

وقتی از هدایت کننده شاتل استفاده نمی شود، باید با کلپیک کردن آن در نوک ابتدایی و در نتیجه، ثابت ساختن سیم و حلقه رف انسداد در سر ابتدایی لوله قفسه سینه PleuraFlow™ آنرا ثابت نمود. (شکل 6)

طرف مدت 5 روز یا به محض اینکه خون ریزی و تشکیل لخته متوقف شد، هر کدام که زودتر رخ داد، باید وسیله رف انسداد را بردارید. در صورت لزوم کلینیکی، می توان این کار را با جمع کردن سیم رف انسداد در لوله هدایت کننده و برداشتن از هم لوله قفسه سینه PleuraFlow™ و وسیله رف انسداد انجام داد. با اینکه می توان سیم رف انسداد را در لوله هدایت کننده جمع کرد و وسیله رف انسداد را برداشت، و لوله قفسه سینه را مستقیماً متصل به لوله های درنژ باقی گذاشت. در فیبوسرت می توان لوله قفسه سینه را تا زمانی که برداشتن آن در لحاظ کلینیکی لازم نیست، تا حداکثر دو هفته بعد از کارگذاری در جای خود باقی گذاشت.

**رفع مشکلات**

در صورت مشاهده لخته مسدودکننده در سیم و حلقه رف انسداد، باید اقدامات لازم برای بیرون راندن لخته به لوله هدایت کننده دارای قطر بزرگتر بعمل آید.

- به آرامی سیم را در لوله قفسه سینه PleuraFlow™ با لوله هدایت کننده فشار داده و همزمان سیم و حلقه رف انسداد را برای پاکسازی لخته ها جلو ببرید.
- برای بیرون راندن لخته ها، سیم را با سرعت عقب و جلو ببرید و مراقب بمانید که حلقه رف انسداد را فشار دهید.
- به لوله قفسه سینه PleuraFlow™ با لوله هدایت کننده ضربه بزنید.
- هدایت کننده شاتل را به آرامی روی رابط انتهایی بزنید.
- اگر لخته هنوز به سیم و حلقه رف انسداد چسبیده است، آنرا در لوله قفسه سینه PleuraFlow™ بیرون آورده و در لوله هدایت کننده باقی بگذارید.

• پHiثتین تمیزleme Teline و Halkasına yapışık kalması durumunda PleuraFlow Göğüs Tüpünden geri çekin ve Kilavuz Tüpü içinde bırakın.

• Tüpün daha fazla temizlenmesi gerekirse mevcut PleuraFlow Göğüs Tüpüne standart teknikleri kullanarak yeri bir Temizleme Aparatı takabilirsiniz.

• Genellikle Temizleme Aparatı çıkarılabilir ve PleuraFlow Göğüs Tüpü standart şekilde drenaj hortumuna bağlanabilir.

• Temizleme Telini ve Halkasını, nedenini dikkatli şekilde değerlendirmeksizin hiçbir zaman dirence karşı hareket ettirmeyin.

• Nedeninin belirlenmemesi durumunda Temizleme Telini ve Halkasını PleuraFlow Göğüs Tüpünden çıkarın ve Temizleme Telini ve Halkasını Kilavuz Tüpü içinde bırakın.

• Dirence karşı hareket PleuraFlow Göğüs Tüpünde hasara neden olabilir, bu da Temizleme Telinin ve Halkasının Göğüs Tüpü dışına çıkmasıyla sonuçlanabilir.

• İçerideki ve dışındaki miktarların birbirinden ayrılması durumunda miktarlarının tekrar birbirine bağlanması için Shuttle Kilavuzu içerideki miktarı üzerinden ilerletin veya çekin. Parçaların içerideki miktarlarının üzerinde bırakılması önerilmemektedir.

• Çok sayıda denemeden sonra miktarlarını birbirinden ayırmaya devam etmesi durumunda PleuraFlow Temizleme Aparatı PleuraFlow Göğüs Tüpünden ayrılabilir. Göğüs Tüpü daha sonra standart şekilde drenaj hortumuna ve kutuya bağlanabilir.

• Ayırmıcnı Temizleme Teli ve Halkası bekleme konumuna yakıncıcn meydana gelmesi durumunda cihazı değiştirin durumlarda kullanmaya devam edin:

- Temizleme Telini ve Halkasını Göğüs Tüpünün prosimal ucunda bırakmak için Shuttle Kilavuzunu prosimal çengele tıklama sesi duyana kadar yerleştirilm mümkün değışile ve
- Ayrılcma noktasına kadar göğüs tüpü içinde distal olarak tel hareketine karşı direnc yoksa

**FLOWGLIDE™ ÖZELLİĞİ OLAN PLEURAFLOW® SİSTEMİNİ (GÖĞÜS TÜPÜ VE TEMİZLEME APARATINI) ÇIKARMA**

- Temizleme Telini Kilavuz Tüp için çekin.
- Eski sarğı, dikey ve/yahı banları çıkarın.
- Yerleřtirilmiş yerden PleuraFlow Göğüs Tüpünü yavaş ve dengeli bir hareketle tutun ve Göğüs Tüpünü kesi içinden çıkarın.
- Çıkarcıktan sonra tampon sarğı uygulayın.
- UYARI:** Göğüs tüpünü hastadan çıkarıncın Göğüs Tüpüne hasar vermeyece dikkat edilmelirdir. Ařın dirence rađımcn çekmek, Göğüs Tüpünde hasara ve hastanın yaralanmasına neden olabilir.

**ÖNERİLEN PLEURAFLOW GÖĞÜS TÜPÜ BAKIMI**

- PleuraFlow Göğüs Tüpünün bakımı standart kurumsal protokollere göre yapılmalıdır. Önerilen PleuraFlow Göğüs Tüpü bakım aşağıdaki gibirdir:
  - Sargıların Deđiřtirilmesi: İlk 24 saat içinde sargıncn alt kısmında kan, sıvı veya nem birikimi olup olmadıđını kontrol edin.
  - Çıkıř Bölgesinin Temizlenmesi: Kurum protokolüne uygun şekilde yapılmalıdır.

**UYUMLULUK**

- FlowGlide™ özelliđi olan PleuraFlow Sistemi™ yalnızca PleuraFlow Göğüs Tüpleriyle uyumludur. Diđer drenaj tüpleriyle uyum henüz tespit edilmemiřtir.
- FlowGlide™ özelliđi olan PleuraFlow® Sistemi her türlü drenaj kutusu sistemiyle uyumludur.
- Çihaz boyutları için ürün etiketine bakınız.

**karđıtarı سیستم PleuraFlow™ یا FlowGlide™**

- لوله قفسه سینه را طبق روش های استاندارد در فضای پلورال یا مینوستیپال کار بگذارید.
- در صورت کارگیری روش استروموتومی موقی، توصیه می شود حداقل یک سیستم FlowGlide™ یا PleuraFlow™ در فضای مینوستیپال قدامی کار گذاشته شود چون بخش عمده خون ریزی های پس از عمل در این موضع رخ می دند.
- هشدار: لوله قفسه سینه نباید با سیستم گردش خون مرکزی مستقیم پیدا کند.
- مراقبت های لازم باید بعمل آید تا مطمئن گردید لوله قفسه سینه PleuraFlow™ حثی منصور صاف و مستقیم باقی می ماند تا مقاومت سیم و حلقه رف انسداد در داخل لوله قفسه سینه به حداقل ممکن کاهش داده شود. در بعضی موارد، پیچ و خم های زیده از حد می تواند باعث فدا شدن مکانیسم وهامسازی مخاطبسی ایمنی گردد.

**كارگذاری سیستم PleuraFlow™ یا FlowGlide™**

- لوله قفسه سینه را طبق روش های استاندارد در فضای پلورال یا مینوستیپال کار بگذارید.
- در صورت کارگیری روش استروموتومی موقی، توصیه می شود حداقل یک سیستم FlowGlide™ یا PleuraFlow™ در فضای مینوستیپال قدامی کار گذاشته شود چون بخش عمده خون ریزی های پس از عمل در این موضع رخ می دند.
- هشدار: لوله قفسه سینه نباید با سیستم گردش خون مرکزی مستقیم پیدا کند.
- مراقبت های لازم باید بعمل آید تا مطمئن گردید لوله قفسه سینه PleuraFlow™ حثی منصور صاف و مستقیم باقی می ماند تا مقاومت سیم و حلقه رف انسداد در داخل لوله قفسه سینه به حداقل ممکن کاهش داده شود. در بعضی موارد، پیچ و خم های زیده از حد می تواند باعث فدا شدن مکانیسم وهامسازی مخاطبسی ایمنی گردد.

**هشدار:** لوله قفسه سینه PleuraFlow® را نباید کوتاه تر از آنچه که با برچسب "CUT" (پرش) در نزدیکی سر انتهایی مشخص شده است ببرید. هرگز سر ابتدایی (سر دارای منافذسوراخ های درنژ) لوله قفسه سینه PleuraFlow® را نبرید. اگر این نکته رعایت نشود، ممکن است سیم و حلقه رف انسداد از نوک لوله قفسه سینه جلوتر برود و احتمال آسیب دیدن ساختارهای داخلی وجود خواهد داشت.

**وسیه رف انسداد را ملین لوله قفسه سینه PleuraFlow™ و لوله درنژ متصل کنید (شکل 3)**

لوله قفسه سینه را به نوک قفسه سینه وصل کرده و لوله را تا انتها به سمت نوک جلو ببرید.

بعد از اینکه وسیله رف انسداد PleuraFlow™ به لوله قفسه سینه PleuraFlow™ وصل شد، هدایت کننده شاتل بیرونی را به سمت نوک ابتدایی و لوله قفسه سینه جلو ببرید. این کار باعث می شود که سیم و حلقه رف انسداد در سر ابتدایی لوله قفسه سینه مستقر سازید.

تثبیت نوک درنژ وسیله رف انسداد را به لوله های درنژ که به مخزن درنژ متهمی می شود، وصل کنید. لوله را تا آخر به سمت نوک جلو ببرید.

تمام اتصال ها را طبق پروتکل بیمارستان محکم کنید.

مخزن درنژ را به مئغ محکم متصل سازید.
**حداکثر خلأ: 40 cmH<sub>2</sub>O**

- اگر استفاده از اتصال Y توجه پزشکی داشته باشد، اطمینان حاصل کنید که نقطه اتصال Y در ناحیه بعد از وسیله رف انسداد قرار داده شود. برای جبران اختلاف طول ها می توانید از لوله های درنژ اضافی استفاده کنید.

**دستورالعمل‌های بعد از کارگذاری**

- موقعیت نوک لوله قفسه سینه PleuraFlow® را طبق پروتکل موسسه خود تثبید کنید. اگرچه در مواد بکار رفته در ساخت لوله قفسه سینه PleuraFlow™ از یک نوک پرتوکنکتر استفاده شده است تا در تصویربرداری های موقعیت نامئی رادیوگرافی لوله قفسه سینه PleuraFlow™ کمک کند، اما برای تسهیل تصویزبرداری موقعیت نامئی رادیوگرافی باید سیم و حلقه رف انسداد را در جای خود باقی گذاشت.

**استفاده از وسیله رف انسداد**

- کار با وسیله باید ممتدحماً توسط کارورزان واجد شرایط مراقبت های بهداشتی و درمانی انجام شود.

هرگه لازم بود که لوله قفسه سینه PleuraFlow™ پاکسازی گردد، هدایت کننده شاتل باید از رابط انتهایی جدا گردیده و از وسیله رف انسداد عبور داده شده و از نیمدر دور گردیده و به سمت سمت لوله های مخزن درنژ برده شود. (شکل 5)

در صورت مشاهده خروجی غلیظ، مانند کته های خون باید وسیله رف انسداد را با فاصله های زمانی نزدیک تر عمل کرد تا از باز بودن لوله قفسه سینه اطمینان حاصل کرد.

- توصیه می شود در 8 ساعت اول بعد از کارگذاری که احتمال خون ریزی بیشتر است، وسیله را هر 15 دقیقه یکبار عمل کند تا لوله قفسه سینه PleuraFlow™ پاکسازی گردد، سپس در 16 ساعت هر 30 دقیقه یکبار و سپس هر ساعت یکبار این کار را انجام دهید.
- در صورت لزوم می بایست وسیله را به ندرجات بیشتر از این اعداد معیار پایه عمل ساخت.
- این کار باید هرچند بار که لازم بود تکرار شود تا مطمئن شوید لوله باز و عاری از هرگونه گرفتگی باقی می ماند.
- هر بار که وسیله رف انسداد را برای پاکسازی لوله قفسه سینه PleuraFlow™ عمل می کنید؛ باید وسیله رف انسداد را برای یافتن هرگونه لخته یا مواد ابتلاشه در سیم و حلقه رف انسداد بژید نمایید.
- در صورت شکل گیری لخته های مسدودکننده در سیم و حلقه رف انسداد، باید اقدامات لازم برای بیرون راندن لخته با مواد رسته ای چسبیده به سیم بعمل آید.
- اگر ن توان آنها را از سیم زدود و معتم درنژ شوند؛ باید با بردن هدایت کننده شاتل به قسمت انتهایی وسیله رف انسداد و باقی گذاشتن آن در بیرون از لوله قفسه سینه، سیم و حلقه رف انسداد را بیرون از بیرون از لوله قفسه سینه PleuraFlow®, در وسیله رف انسداد قرار دهید.

روش های متعرق پاکسازی لوله قفسه سینه را می توان در هر زمان بکار برد، بشرطی که سیم و حلقه رف انسداد کاملاً از لوله قفسه سینه PleuraFlow® خارج شده باشد.

This page is intentionally left blank.